



ССП-02-6«ЗЕНИТ»

СВЕТИЛЬНИК СМОТРОВОЙ

Артикул: 36701

Светильники смотровые ССп-02-«Зенит» предназначены для освещения рабочего поля при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреждениях

ССп-02-6«Зенит»

С кольцевым светодиодным узлом осветителя и пятиколёсной опорой без тормоза



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--|---|
| Рабочее расстояние, м | 0,8 |
| Диаметр рабочего поля, мм, не менее | |
| • светодиодного узла осветителя | 200 |
| • галогенного узла осветителя | — |
| Максимальная освещённость в центре рабочего поля на расстоянии 0,8 м, лк | |
| • для светодиодного узла осветителя, ±10000лк | 40000 |
| • для галогенного узла осветителя, ±2500лк | — |
| Удельная облучённость рабочего поля, создаваемая светильниками, Вт м-2/клк, не более | 5,0 |
| Потребляемая мощность, В*А, не более | 28 |
| Электропитание | Однофазная сеть переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц, напряжением (220 ± 22) В |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | 1800 х 600 х 600 |
| Масса, кг, ±0,5кг | 5 |



Ростех



Швабе



ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-27-08, +7 (495) 561-80-08

E-mail: gp@zenit-kmz.ru

www.zenit-medicine.com

www.shvabe.com