



ССП-02-6КМ«ЗЕНИТ»


СВЕТИЛЬНИК СМОТРОВОЙ

Артикул: 36702

Светильники смотровые ССп-02-«Зенит» предназначены для освещения рабочего поля при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреждениях

ССп-02-6КМ «Зенит»

С кольцевым светодиодным узлом осветителя и креплением к медицинскому креслу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расстояние, м	0,8
Диаметр рабочего поля, мм, не менее	
• светодиодного узла осветителя	200
• галогенного узла осветителя	—
Максимальная освещённость в центре рабочего поля на расстоянии 0,8 м, лк	
• для светодиодного узла осветителя, ±10000лк	70000
• для галогенного узла осветителя, ±2500лк	—
Удельная облучённость рабочего поля, создаваемая светильниками, Вт м-2/клк, не более	5,0
Потребляемая мощность, В*А, не более	65
Электропитание	Однофазная сеть переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц, напряжением (220 ± 22) В
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более	1000x200x150
Масса, кг, ±0,5кг	2



Ростех



Швабе



ZENIT

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-27-08, +7 (495) 561-80-08

E-mail: gp@zenit-kmz.ru

www.zenit-medicine.com

www.shvabe.com