



КНБ-02-ЗЕНИТ

КОЛЬПОСКОП БИНОКУЛЯРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ

- С ГАЛОГЕНОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Артикул: 13303

Кольпоскоп бинокулярный напольный КНБ-02-«Зенит»

Кольпоскоп КНБ-02-«Зенит» предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в гинекологии и акушерстве

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача;
- Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных исследованиях;
- Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние кровеносных сосудов, сине-зеленый фильтр позволяет их контрастно выделить;
- Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расстояние, мм	300
Увеличение, крат	7.5; 15; 30
Диаметр поля зрения, мм	50; 25; 12
Регулировка межзрачкового расстояния, мм	58~75
Диоптрийная регулировка, дптр	от -7 до +7

Осветительная система:

Источник освещения:	Галогеновая лампа
Максимальная освещенность (регулируемая), лк, не менее	10000
Диаметр освещаемого поля, мм, не менее	70



Ростех

Швабе



ZENIT

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-27-08, +7 (495) 561-80-08

E-mail: gp@zenit-kmz.ru

www.zenit-medicine.com

www.shvabe.com