



KM-01-ЗЕНИТ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ

Артикул: 371

КМ-01 - ЗЕНИТ

Зенит КМ-01 с тремя электроприводами - наиболее надёжная и долговечная модель гинекологического кресла. Кресло предназначено для удобного позиционирования пациента при помощи независимых электромеханических приводов во время осмотра врача

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ДЛЯ ПРОДУМАННОГО УДОБСТВА РАБОТЫ:

- две встроенные розетки для светильников и другого оборудования;
- спинка и сиденье устанавливаются в положение Тренделенбург/Анти-тренделенбург;
- наличие трех электроприводов для регулировки горизонтального положения сидения кресла относительно спинки, положение ложа кресла;
- ножной пульт управления;
- установленные универсальные направляющие обеспечивают удобное крепление принадлежностей и приспособлений на кресле;
- наличие опор ног по Гёпелю с радиальными зажимами;
- наличие выдвижного лотка (гинекологическая чаша)

НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

- Электроприводы (подъёмники) производства фирмы LINAK;
- Обивка из экокожи Арпатеки, выдерживающая по тесту Мартиндейла 500 000 циклов - в 16 раз больше, чем требуется для тяжёлых бытовых условий или частого коммерческого использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина ложа, мм	600
Длина ложа, мм	1250
Минимальная высота сидения, мм	880
Грузоподъёмность максимальная, кг	140
Общая масса (с принадлежностями), не более, кг	180

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ТРЕМЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ):

Регулирование высоты спинки и сидения, мм	880 – 1085
Регулирование положения сидения кресла относительно спинки	135° - 180°
Регулирование положения ложа кресла (спинка + сидение)	- 10° (вниз) - + 45° (вверх)



Ростех



Швабе



ZENIT

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-27-08, +7 (495) 561-80-08

E-mail: gp@zenit-kmz.ru

www.zenit-medicine.com

www.shvabe.com