



# КНБ-04LED-ЗЕНИТ

КОЛЬПОСКОП БИНОКУЛЯРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ

- СО ВСТРОЕННОЙ ВИДЕОСИСТЕМОЙ  
И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ [Артикул: 13306](#)

# Кольпоскоп бинокулярный напольный КНБ-04LED-«Зенит»

Кольпоскоп КНБ-04LED-«Зенит» предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в гинекологии и акушерстве

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенная видеосистема позволяет наблюдать картину в реальном времени, записывать видеофрагменты и фотографии;
- Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача;
- Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных исследованиях;
- Объемное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние кровеносных сосудов, сине-зеленый фильтр позволяет их контрастно выделить;
- Штативное устройство обеспечивает вращение стереомикроскопа вокруг оси на любой угол, регулировку высоты и фокусировку любой части наблюдения;
- Возможность подключения программного обеспечения.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее расстояние, мм	300
Увеличение, крат	7.5; 15; 30
Диаметр поля зрения, мм	50; 25; 12
Регулировка межзрачкового расстояния, мм	58~75
Диоптрийная регулировка, дптр	от -7 до +7

### Осветительная система:

Источник освещения:	Светодиод
Максимальная освещенность (регулируется), лк, не менее	10000
Диаметр освещаемого поля, мм, не менее	70

### Встроенный цифровой блок фото/видео:

Тип и размер матрицы КМОП, дюйм	1 /2.5
Максимальное разрешение	2592 x 1944
Подключение	USB 2.0
Электропитание, мА, не более	500



Ростех



Швабе



ZENIT

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-27-08, +7 (495) 561-80-08

E-mail: gp@zenit-kmz.ru

[www.zenit-medicine.com](http://www.zenit-medicine.com)

[www.shvabe.com](http://www.shvabe.com)