



# ЛС-01 – «ЗЕНИТ»

## ЛАМПА ЩЕЛЕВАЯ

- С ЦИФРОВОЙ НАСАДКОЙ
- С ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ СТОЛОМ

Артикул: 39005



## ЛС-01 – «Зенит»

Высокие оптические характеристики получены благодаря использованию в конструкции изделия оптической системы Грену, позволяющей обеспечить при наблюдении реальный стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ:

Тип стереомикроскопа	Грену
Трехступенчатое увеличение, крат	8, 16, 32
Диаметр поля зрения, мм	28, 14.5, 7.5
Регулировка окуляров, дптр	от -7 до +7
Регулировка межзрачкового расстояния, мм	от 58 до 75
Фильтры	синий, зеленый, нейтральный, ИК



Ростех



Швабе



ZENIT

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-27-08, +7 (495) 561-80-08

E-mail: gp@zenit-kmz.ru

[www.zenit-medicine.com](http://www.zenit-medicine.com)

[www.shvabe.com](http://www.shvabe.com)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Щелевая лампа ЛС-01-«Зенит»
- Телекамера (разрешение 5Мпикс, максимальное разрешение 2592x1944, подключение USB 2.0)
- Офтальмологический стол с электроприводом